

ARNOMED LATEX

Puderfreie Latexhandschuhe Powder-free Latex Gloves

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of latex, micro-roughened surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Latexhandschuhe puderfrei, unsteril
ARNOMED Latex Gloves powder-free, non sterile



Artikelbezeichnung Article Description	Art.-Nr. REF	Größe Size	Farbe Colour	Stk./Box Pcs/box	Boxen/Krt. Boxes/carton	Boxen/Pal. Boxes/pallet
ARNOMED LATEX PF	101-XS	XS	Beige Beige	100	10	770
ARNOMED LATEX PF	101-S	S	Beige Beige	100	10	770
ARNOMED LATEX PF	101-M	M	Beige Beige	100	10	770
ARNOMED LATEX PF	101-L	L	Beige Beige	100	10	770
ARNOMED LATEX PF	101-XL	XL	Beige Beige	100	10	770
ARNOMED LATEX BLACK	191-XS	XS	Schwarz Black	100	10	700
ARNOMED LATEX BLACK	191-S	S	Schwarz Black	100	10	700
ARNOMED LATEX BLACK	191-M	M	Schwarz Black	100	10	700
ARNOMED LATEX BLACK	191-L	L	Schwarz Black	100	10	700
ARNOMED LATEX BLACK	191-XL	XL	Schwarz Black	100	10	700



Qualitätssicherung Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523-1; EN ISO 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B
CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm	Vor Alterung Before Aging	
XS	240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Vor Alterung Before Aging	
S	240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	650 %
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	500 %

Letzte Änderungen Last Changes

21.01.2026

